

Anticorpo Monoclonale Anti-Dicer1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upy3

Numero articolo: CM0006097



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DICER1 di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva DICER1 umano, murino e di ratto. Adatto per ricerca sul silenziamento dell'RNA e su Dicer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio DICER1
Note/Alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23405
ID Gene	23405
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPY3
Peso Molecolare Proteico	219 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio