

Anticorpo Policlonale Anti-Dicer1 Per If/Icc, Elisa - Q9Upy3

Numero articolo: CM0020129



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio DICER1 per campioni umani, validato per IF/ICC ed ELISA. Mira all'endoribonucleasi Dicer, chiave nella processazione di miRNA e siRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	DICER1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23405
ID Gene	23405
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 di DICER1 umano (NP_001258211.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UPY3
Peso Proteico	219kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio