

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Digossigenina/Digossina Per Applicazioni Db Ed Elisa

Numero articolo: CM0000004

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla digossigenina/digossina. Adatto per DB ed ELISA con reattività indipendente dalla specie. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD e il monitoraggio della digossina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anti-Digossigenina/Digossina mAb di coniglio
Immunogeno	Composti chimici Digossina
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio