


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dimethyl-Dnmt3A-K44 (O88508) Per If/Icc Ed Elisa

Numero articolo: CM0000230



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla lisina 44 dimetilata del DNMT3A murino (O88508). Adatto per IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso umano e ratto. Ideale per studi epigenetici e di metilazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DiMethyl-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
Note/Alias	Mmullia; DiMethyl-DNMT3A-K44
Specie	Mouse
GeneID (umano)	13435
GeneID	13435
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O88508
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio