

Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys79) Rabbit Mab Per La Ricerca Sulla Cromatina/Epigenetica (Q16695/P68431)

Numero articolo: CM0000354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per l'istone H3 dimetilata alla lisina 79 (H3K79me2). Validato per WB, ChIP-seq, IF, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per l'analisi epigenetica e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio