


Anticorpo Policlonale Anti-Dimt1 Per Wb, Elisa - Q9Unq2

Numero articolo: CM0030607



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro DIMT1, un enzima chiave nella dimetilazione dell'rRNA 18S e nella biogenesi dei ribosomi. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul processamento nucleolare e sull'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DIMT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27292
GeneID	27292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 della DIMT1 umana (NP_055288.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNQ2
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio