

Anticorpo Policlonale Anti-Dio3 Coniglio Per Wb & Elisa - P55073

Numero articolo: CM0027174

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DIO3 umano (Tiroxina 5-deiodinasi), adatto per applicazioni di WB e ELISA. Ideale per lo studio del metabolismo degli ormoni tiroidei e ricerche correlate - P55073.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DIO3 Rabbit pAb
Note/Alias	D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1735
GenelD	1735
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-170 di DIO3 umano (NP_001353.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P55073
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio