

Anticorpo Policlonale Anti-Dip2 Fanculo Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2E4

Numero articolo: CM0022704

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio DIP2C validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività contro umano, topo e ratto. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 100-260.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DIP2C Coniglio pAb
Note/Alias	KIAA0934; DIP2C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22982
GeneID	22982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-260 del DIP2C umano (NP_055789.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2E4
Peso proteico	171kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio