


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Diras3 Per Wb, Elisa - O95661

Numero articolo: CM0031042



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DIRAS3 validato per WB ed ELISA. Riconosce DIRAS3 umano, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DIRAS3 (pAb)
Note/Alias	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Specie	Umana
GenID (Umano)	9077
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-229 di DIRAS3 umano (NP_004666.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O95661
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio