

## Anticorpo Policlonale Anti-Disc1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Nri5

Numero articolo: CM0028110



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DISC1 umano (Q9NRI5) validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sulla schizofrenia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | pAb di Coniglio anti-DISC1                                                                                                     |
| Note/Alias          | SCZD9; C1orf136; DISC1                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)     | 27185                                                                                                                          |
| ID Gene             | 27185                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di DISC1 umano (NP_001158009.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q9NRI5                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 94kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |