

Anticorpo Policlonale Anti-Disp1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96F81

Numero articolo: CM0017549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DISP1 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Bersaglia l'omologo 1 della proteina spedita, un regolatore chiave della segnalazione hedgehog. Ideale per ricerche di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DISP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DISPA; DISP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84976
GeneID	84976
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1325-1524 di DISP1 umano (NP_116279.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96F81
Peso proteico	171kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio