


Anticorpo Policlonale Anti-Dj-1/Park7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99497

Numero articolo: CM0021458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per DJ-1/PARK7 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata per topo e ratto. Ideale per ricerche su stress ossidativo, neurodegenerazione e deglicasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DJ-1/PARK7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	11315
ID gene	11315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 di DJ-1/PARK7 umano (NP_009193.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99497
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio