


Anticorpo Policlonale Anti-Dkc1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - 060832

Numero articolo: CM0022719



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DKC1 umana (discherina), validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, il mantenimento dei telomeri e la discheratosi congenita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	DKC1 Rabbit pAb
Note/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Specie	Umana
GeneID (umano)	1736
GeneID	1736
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60832
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio