

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dkc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60832

Numero articolo: CM0008482



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DKC1 di alta qualità validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva DKC1 (discherina) umana, di topo e di ratto, coinvolta nella pseudouridilazione, nella biogenesi dei ribosomi e nel mantenimento dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DKC1
Note/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Specie	Umana
ID gene (umano)	1736
ID gene	1736
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della DKC1 umana (O60832).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	O60832
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio