

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dkc1 Per Wb - O60832

Numero articolo: CM0017437



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DKC1 umano, per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sul mantenimento dei telomeri. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Peso molecolare previsto 58 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DKC1 Rabbit pAb
Note/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1736
GeneID	1736
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di DKC1 umano (NP_001354.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O60832
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante