

Anticorpo Policlonale Anti-Dkk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Numero articolo: CM0019812

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DKK3 umano (proteina correlata a Dickkopf 3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DKK3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	27122
GenelD	27122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-200 del DKK3 umano (NP_056965.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBP4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio