

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dkk3 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Numero articolo: CM0007689

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante anti-DKK3 convalidato per WB, IF-P ed ELISA. Rileva la proteina DKK3 umana, murina e ratto, un antagonista della segnalazione Wnt coinvolto nello sviluppo e nella malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DKK3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	27122
GenelD	27122
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 del DKK3 umano (NP_056965.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBP4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio