

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Dkk3 Per Wb/If/Icc/Elisa - Q9Ubp4

Numero articolo: CM0007811

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro DKK3 umano (Q9UBP4), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb DKK3 Coniglio
Note/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Specie	Umano
ID del gene (Umano)	27122
ID del gene	27122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-350 di DKK3 umano (Q9UBP4) (NP_056965.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBP4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio