

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dkk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Numero articolo: CM0022365

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana DKK3 (Dickkopf-related protein 3). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, lo sviluppo e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DKK3 Rabbit pAb
Note/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27122
GeneID	27122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 della DKK3 umana (NP_056965.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBP4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio