


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dkk4 (Dkk-4) Per Wb, Elisa - Q9Ubt3

Numero articolo: CM0029736



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DKK4 di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con DKK4 umano e murino. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt, dello sviluppo e delle malattie correlate. Approvvigionati i tuoi materiali di ricerca con sicurezza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DKK4 Rabbit pAb
Note / Alias	DKK-4; DKK4
Specie	Umana
ID gene (umano)	27121
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-224 della DKK4 umana (NP_055235.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UBT3
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio