


Anticorpo Policlonale Anti-Dlat Per Wb, If/Icc, Elisa - P10515

Numero articolo: CM0028785



introduzione

Anticorpo policlonale anti-DLAT di coniglio per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sul complesso della piruvato deidrogenasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLAT Rabbit pAb
Note/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Specie	Umano
GeneID (umano)	1737
GeneID	1737
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10515
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio