


Anticorpo Policlonale Anti-Dlat Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Numero articolo: CM0014455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DLAT validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Bersaglia la diidrolipoamide acetiltransferasi da 69 kDa (PDC-E2), un enzima chiave del complesso della piruvato deidrogenasi e il principale autoantigene della cirrosi biliare primitiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DLAT Rabbit pAb
Note/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Specie	Uomo
GeneID	1737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-270 della DLAT umana (NP_001922.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10515
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante