


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dlat Per Wb, Elisa - P10515

Numero articolo: CM0009870



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per DLAT (PDC-E2), il componente diidrolipoamide acetiltransferasi del complesso piruvato deidrogenasi. Convalidato per WB e ELISA, mostra reazione crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLAT Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Specie	Umana
GeneID (umano)	1737
GeneID	1737
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 548-647 del DLAT umano (P10515)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P10515
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio