


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dlat Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10515

Numero articolo: CM0010793



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la DLAT umana (dihydrolipoamide acetiltransferasi) per usi multipli: WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo mitocondriale e la PBC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLAT Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	E2, PBC, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1737
GeneID	1737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-270 della DLAT umana (NP_001922.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10515
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio