


Anticorpo Policlonale Anti-Dlc1 Per Wb E Elisa - Q96Qb1

Numero articolo: CM0022535



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale anti-DLC1 di coniglio (Q96QB1), convalidato per WB e ELISA. Rileva DLC1 umano, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 204-463). Ideale per la ricerca su soppressori tumorali e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLC1 Rabbit pAb
Note/Alias	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10395
GeneID	10395
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-463 della DLC1 umana (NP_079043.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96QB1
Peso proteico	171kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio