

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dldh/Dld Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Numero articolo: CM0026331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DLDH/DLD umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la diidrolipoide deidrogenasi umana e murina, una componente mitocondriale E3. 54 kDa. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLDH/DLD Rabbit pAb
Note/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1738
GeneID	1738
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-300 di DLDH/DLDH/DLDH/DLD umano (NP_000099.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P09622
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio