

Anticorpo Policlonale Anti-Dlg1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12959

Numero articolo: CM0026706



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DLG1 (SAP97) umano per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla polarità cellulare, la biologia sinaptica e la funzione cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	DLG1 Rabbit pAb
Note/Alias	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	1739
ID Gene	1739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di DLG1 umano (NP_004078.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12959
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio