


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dlg3 Per Wb - Q92796

Numero articolo: CM0019901



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro DLG3 umano (SAP102), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla plasticità sinaptica e l'apprendimento. SWISS: Q92796.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLG3 Rabbit pAb
Note/Alias	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1741
GeneID	1741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 464-817 di DLG3 umano (NP_066943.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92796
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio