

Anticorpo Policlonale Anti-Dlgap2 Per Wb, Elisa - Q9P1A6

Numero articolo: CM0018232

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DLGAP2 validato per WB ed ELISA. Mira alla DLGAP2 umana, una proteina di impalcatura postsinaptica coinvolta nell'organizzazione sinaptica. Ideale per la ricerca in neuroscienze e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLGAP2 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9228
GeneID	9228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-800 della DLGAP2 umana (NP_004736.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9P1A6
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio