

Anticorpo Policlonale Anti-Dlk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80370

Numero articolo: CM0026096



introduzione

DLK1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro DLK1 umano ricombinante (aa 24-303). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca neuroendocrina e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLK1 Rabbit pAb
Note/Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Specie	Umano
GeneID	8788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-303 del DLK1 umano (P80370)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P80370
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio