

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dlk1 Per Wb, Elisa - P80370

Numero articolo: CM0027224



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DLK1 (P80370) validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Adatto per studi sulla differenziazione neuroendocrina. Fonte: Coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLK1 Rabbit pAb
Note/Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8788
ID Gene	8788
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P80370
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio