

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-DLL1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00548

Numero articolo: CM0017263



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DLL1 umano, un ligando di Notch fondamentale per lo sviluppo embrionale e il mantenimento delle cellule staminali. Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di Notch, della differenziazione cellulare e della formazione dei tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DLL1 Rabbit pAb
Note/alias	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
Specie	Umano
GenelD (umano)	28514
GenelD	28514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-220 di DLL1 umano (NP_005609.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00548
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante