

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-DLL3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Numero articolo: CM0022649

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DLL3 umano, adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Notch e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DLL3 Rabbit pAb
Note/Alias	SCDO1; DLL3
Specie	Umano
ID gene (Umano)	10683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-618 di DLL3 umano (NP_058637.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYJ7
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio