

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-DLL4 Per Wb, Ip, Fc, Elisa - Q9Nr61

Numero articolo: CM0004726

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLL4 validato per WB, IP, FC, ELISA. Mira alla DLL4 umana, un ligando di Notch coinvolto nell'angiogenesi e nella neurogenesi. Adatto per la ricerca sulla biologia vascolare e sulla segnalazione di Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DLL4
Note/Alias	AOS6; delta4; hdelta2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54567
ID Gene	54567
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-524 della DLL4 umana (NP_061947.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NR61
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio