


Anticorpo Policlonale Anti-DLST Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36957

Numero articolo: CM0017037



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DLST validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con DLST umano, di topo e di ratto, un enzima chiave nel complesso della 2-ossoglutarato deidrogenasi. Adatto per studi di succinilazione mitocondriale e nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLST Rabbit pAb
Note/Alias	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1743
GeneID	1743
Immunogeno	peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di DLST umano (NP_001924.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36957
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio