


Anticorpo Monoclonale Anti-DLST Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P36957

Numero articolo: CM0009383



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLST per Western blot, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Validato su campioni umani. Rileva una proteina di ~49kDa, componente del complesso 2-ossoglutarato deidrogenasi coinvolto nel ciclo TCA e nella succinilazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLST Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DLTS; KGD2; PGL7
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1743
GenelD	1743
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P36957
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio