

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dlx2 Per Wb, Elisa - Q07687

Numero articolo: CM0025720

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DLX2 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. DLX2 è un fattore di trascrizione homeobox coinvolto nella differenziazione neuronale e nello sviluppo craniofacciale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLX2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TES1; TES-1; DLX2
Specie	Umano
Gene ID	1746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-140 di DLX2 umano (NP_004396.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q07687
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio