

Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - O60479

Numero articolo: CM0002227



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al DLX3 umano (Proteina Homeobox DLX-3). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con il mouse. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sullo sviluppo dentale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLX3 mAb di Coniglio
Note/Alias	AI4; TDO; DLX3
Specie	Umano
GeneID	1747
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 188-287 del DLX3 umano (O60479)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	O60479
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio