

Anticorpo Policlonale Anti-Dlx5 Per Wb, Elisa - P56178

Numero articolo: CM0013656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DLX5 umano, un fattore di trascrizione responsivo a BMP cruciale per la differenziazione degli osteoblasti e lo sviluppo osseo. Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLX5 Rabbit pAb
Note/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Specie	Umano
GeneID (umano)	1749
GeneID	1749
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 200 e il C-terminale di DLX5 umano (NP_005212.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56178
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio