

Anticorpo Policlonale Anti-Dlx6 Per Wb, Elisa - P56179

Numero articolo: CM0027384

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DLX6 validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva DLX6 umano, un fattore di trascrizione homeobox coinvolto nello sviluppo. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DLX6 Rabbit pAb
Note/Alias	DLX6
Specie	Umano
GenelD (umano)	1750
GenelD	1750
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 119-293 di DLX6 umano (NP_005213.3))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P56179
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio