


Anticorpo Policlonale Anti-Dmap1 Per Wb, Elisa - Q9Npf5

Numero articolo: CM0019433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a DMAP1 (EAF2, SWC4), validato per Western blot e ELISA su umano, topo, ratto. DMAP1 è un regolatore della trascrizione e un modificatore della cromatina. 53 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DMAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55929
Gene ID	55929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-305 di DMAP1 umano (NP_061973.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPF5
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio