


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dmap1 Per Wb, Elisa - Q9Npf5

Numero articolo: CM0002176



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio DMAP1 adatto per WB ed ELISA, mirato alla proteina 1 associata alla DNA metiltransferasi 1 umana (Q9NPF5). Componente chiave del complesso acetiltransferasi istonica NuA4 coinvolto nella trascrizione, riparazione del DNA e apoptosi. Fornitura in blocco per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DMAP1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55929
Gene ID	55929
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NPF5
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio