


Anticorpo Policlonale Anti-Dmc1 Per Wb Ed Elisa - Q14565

Numero articolo: CM0026714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DMC1 umano, una proteina di ricombinazione meiotica. Validato per Western blotting ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla meiosi e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DMC1 Rabbit pAb
Note/Alias	DMC1H, LIM15, dj199H16.1, DMC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11144
ID Gene	11144
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di DMC1 umano (NP_008999.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14565
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio