


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dmd Per Wb, If-P, Elisa - P11532

Numero articolo: CM0029745



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio DMD convalidato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia la distrofina, un'ancora del citoscheletro di 427 kDa essenziale per l'integrità del sarcolemma muscolare. Adatto per la ricerca sulle malattie neuromuscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DMD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1756
ID Gene	1756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3414-3685 del DMD umano (NP_003997.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11532
Peso proteico	427kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio