

Anticorpo Policlonale Anti-Dmp1 Per Wb E Elisa - Q13316

Numero articolo: CM0021994

introduzione

L'anticorpo policlonale anti-DMP1 (Q13316) di CamelBio è progettato per applicazioni WB ed ELISA, mirato a DMP1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione degli osteoblasti e sulla biomineralizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DMP1 Coniglio pAb
Note/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1758
GeneID	1758
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del DMP1 umano (NP_004398.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13316
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio