

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dmp1 Per Wb E Elisa - Q13316

Numero articolo: CM0016047

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la dentin matrix acidic phosphoprotein 1 (DMP1; nota anche come DMP-1, ARHP) umana. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla differenziazione degli osteoblasti e sulla biomineralizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1758
ID gene	1758
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 254-513 della DMP1 umana (NP_004398.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13316
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio