

Anticorpo Policlonale Anti-Dmrt1 Per Wb, Elisa - Q9Y5R6

Numero articolo: CM0025327



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DMRT1 umano (39kDa), validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della determinazione del sesso maschile, della spermatogenesi e della biologia del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DMRT1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	DMT1; CT154; DMRT1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	1761
ID Gene	1761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-373 di DMRT1 umano (NP_068770.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo
SWISS	Q9Y5R6
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio