


Anticorpo Monoclonale Anti-Dmt1/Slc11A2 Per Wb - P49281

Numero articolo: CM0004956



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Indirizza il trasportatore di metalli divalenti essenziale per l'omeostasi del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
Note/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4891
ID Gene	4891
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 di DMT1/SLC11A2 umano (NP_000608.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P49281
Peso proteico	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio