


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dmt1/Slc11A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Numero articolo: CM0017346



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro DMT1/SLC11A2 (NRAMP2) umano, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto del ferro e l'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DMT1/SLC11A2 Rabbit pAb
Note/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4891
ID gene	4891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 di DMT1/SLC11A2 umano (NP_001167597.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49281
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio