


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dmtf1 Per Wb, Elisa - Q9Y222

Numero articolo: CM0023121



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al DMTF1 umano, un fattore di trascrizione simile a Myb che lega la ciclina D, coinvolto nell'arresto del ciclo cellulare e nella soppressione tumorale. Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DMTF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Specie	Umano
GeneID	9988
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 561-760 del DMTF1 umano (NP_066968.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y222
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio